

A_{ϕ} - альбумин фактический на начало процедуры (г/л),

$A_{\text{ж}}$ - альбумин желаемый к концу процедуры (г/л),

A_3 - количество альбумина, требуемого для замещения(г/л),

КП - коэффициент просеивания фракционатора плазмы,

V - объем фильтрата, полученного за процедуру (л).

Модель	Коэффициент просеивания альбумина (КП)	Объем удаляемого фильтрата	Потери альбумина (г) за процедуру
ЕС - 1С	$\approx 0,2$	5 литров	$A_{\phi} (\text{г/л}) \times \text{КП} \times 5$
ЕС - 2С	$\approx 0,3$		
ЕС - 3С	$\approx 0,65$		
ЕС - 4С	$\approx 0,75$		

Таблица 2. Потери альбумина (г) при проведении селективной плазмофильтрации с применением различных типов фракционаторов плазмы EVACLIO™.

Так, при исходном уровне альбумина 33 г/л, потери его в ходе процедуры, проводимой с применением EVACLIO ЕС-2С составят:

$$33 \times 0,3 \times 5 \approx 49,5 \text{ г.}$$