

Перечень оборудования и возможные протоколы использования сорбционных колонок НПФ ПОКАРД и мембранных фильтров SB-Kawasumi Laboratories									
Наименование	Тип процедуры	Протоколы							Аппарат Гемма
		Аппарат MultiFiltrate	Аппарат PRISMAFLEX	Аппарат Nikkiso Aquarius	Аппарат «Искусственная почка»	Аппарат HF440	Аппарат Plasauto Sigma	Аппарат Spectra Optia	
Сорбционные колонки производства НПФ ПОКАРД, Россия:									
Токсипак	ГС ПС	1. Гемоперфузия (НР) + внешняя цитратная АК 2. ГД (CVVHD) с использованием цитратного протокола/внешней цитратной АК 3. ГДФ (CVVHDF) с использованием цитратного протокола/внешней цитратной АК	1. ГД (CVVHD) с использованием цитратного протокола 2. ГДФ (CVVHDF) с использованием цитратного протокола	1. Гемоперфузия + внешняя цитратная АК 2. ГД (CVVHD) с использованием цитратного протокола 3. ГДФ (CVVHDF) + внешняя цитратная АК	1. ГД (CVVHD) + внешняя цитратная АК + колонка встраивается перед диализным фильтром 2. ГДФ (CVVHDF) + внешняя цитратная АК + колонка встраивается перед диализным фильтром	1. Гемосорбция (гемоперфузия) + внешняя цитратная АК 1. ГД (CVVHD) + внешняя цитратная АК 2. ГДФ (CVVHDF) + внешняя цитратная АК 3. Сопряженная плазменная фильтрация, адсорбция (CPFA) 4. ПС (PP)	1. Гемосорбция (НА) + внешняя цитратная АК 2. ГД (CVVHD) + внешняя цитратная АК 3. ГДФ (CVVHDF) + внешняя цитратная АК 4. ПС (РА)	Вспомогательный аппарат для обработки плазмы (ВАОП) - ПС	Система-магистраль СМ-ПФ-01 к аппарату «Гемма»
НуклеоКор	ПС ИС	***	-	-	-	1. Сопряженная плазменная фильтрация, адсорбция (CPFA) 2. ПС (PP)	1. ПС (РА) 2. ИС (IA)	Вспомогательный аппарат для обработки плазмы (ВАОП) – ПС и ИС	Система-магистраль СМ-ПФ-01 к аппарату «Гемма» УНИВЕРСАЛЬНАЯ + ПФМ
Иммуно- Адсопак	ПС ИС	-	-	-	-	1. Сопряженная плазменная фильтрация, адсорбция (CPFA) 2. ПС (PP)	1. ПС (РА) 2. ИС (IA)	Вспомогательный аппарат для обработки плазмы (ВАОП) – ПС и ИС	Система-магистраль СМ-ПФ-01 к аппарату «Гемма» УНИВЕРСАЛЬНАЯ + ПФМ
ИммуноКор	ПС ИС	***	-	-	-	1. Сопряженная плазменная фильтрация, адсорбция (CPFA) 2. ПС (PP)	1. ПС (РА) 2. ИС (IA)	Вспомогательный аппарат для обработки плазмы (ВАОП) – ПС и ИС	Система-магистраль СМ-ПФ-01 к аппарату «Гемма» УНИВЕРСАЛЬНАЯ + ПФМ

Данная информация предназначена только для ознакомления и не является рекомендацией к применению. Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с производителем медицинских изделий и оборудования.
MDm.-016RU-01-0924

АВО Адсопак	ПС ИС	-	-	-	-	1. ПС (PP)	1. ПС (РА) 2. ИС (ІА)	Вспомогательный аппарат для обработки плазмы (ВАОП) – ПС и ИС	Система-магистраль СМ-ПФ-01 к аппарату «Гемма» УНИВЕРСАЛЬНАЯ + ПФМ
Липопак	ПС ИС	-	-	-	-	1. ПС (PP)	1. ПС (РА) 2. ИС (ІА)	Вспомогательный аппарат для обработки плазмы (ВАОП) – ПС и ИС	Система-магистраль СМ-ПФ-01 к аппарату «Гемма» УНИВЕРСАЛЬНАЯ + ПФМ
Мембранные фильтры производства SB-Kawasumi Laboratories, Ins, Япония:									
EVACLIO	СПФ ПДФ	1. ГФ (CVVH) 2. ГДФ (CVVHDF) 3. МПС (MPS)	1. ГДФ (CVVHDF) 2. Терапевтический ПО (TPE)	1. ГФ (CVVH) 2. ГДФ (CVVHDF) 3. Лечебный ПО (TPE)	1. ГДФ (CVVHDF) 2. ГД (CVVH)	1. ГФ (CVVH) 2. ГДФ (CVVHDF) 3. Лечебный ПО (TPE)	1. ГФ (CVVH) 2. ГДФ (CVVHDF) 3. ПО (PE)	-	Система-магистраль СМ-ПФ-01 к аппарату «Гемма» УНИВЕРСАЛЬНАЯ
EVAFLUX	КПФ ЛФ	-	-	-	-	1. Двойная фильтрация (DF)	1. КФ (DFPP)	Вспомогательный аппарат для обработки плазмы (ВАОП) – КПФ и ЛФ	Система-магистраль СМ-ПФ-01 к аппарату «Гемма» + Система-магистраль СМ-ПФ-01 к аппарату «Гемма» УНИВЕРСАЛЬНАЯ

*** возможны процедуры «off-label», просьба, за консультацией обращаться к сотрудникам НПФ «ПОКАРД»

- ГС - гемосорбция;
- ПС - плазмосорбция;
- ИС - иммуносорбция;
- СПФ - селективная плазмофильтрация;
- ПДФ - плазмодиафильтрация;
- КПФ - каскадная плазмофильтрация;
- ЛФ - липидная фильтрация

Данная информация предназначена только для ознакомления и не является рекомендацией к применению. Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с производителем медицинских изделий и оборудования.
MDm.-016RU-01-0924