

СПФ «КОГДА МАЛО ВРЕМЕНИ»*

Объем фильтрата: 8 л
Время процедуры: 4 ч

Замещающие р-ры:
- Альбумин 3 флакона 100 мл 20%
- Кристаллоиды 7700 мл

Поток крови: 180 мл/мин
Поток субституата: 2000 мл/ч

ПДФ – стандартная процедура*

Объем фильтрата: 10 л
Время процедуры: 8 ч

Замещающие р-ры:
- Альбумин 4 флакона 100 мл 20%**
- Кристаллоиды 2 мешка по 5 л

Поток крови: 150 мл/мин
Поток субституата: 1250 мл/ч
Поток диализата: 2500 мл/ч

ПДФ – продленная процедура*

Объем фильтрата: 15 л
Время процедуры: 20 ч

Замещающие р-ры:
- Альбумин 6 флакона 100 мл 20%**
- Кристаллоиды 3 мешка по 5 л

Поток крови: 150 мл/мин
Поток субституата: 750 мл/ч
Поток диализата: 1500 мл/ч

Данные протоколы носят универсальный характер и не учитывают индивидуальные особенности пациента и аппаратной базы! Для обеспечения персонализированного подхода рекомендуется индивидуально рассчитывать объем замещения и скорости потоков.

* Для EVACLIO 2C20

** Для удобства использования раствор альбумин добавляется в мешок субституата с предварительным удалением эквивалентного количества жидкости